

Delara®

Carte des formes

NOUVEAU



Delara®

Nous sommes tous Delara

Parce que nous avons tous droit à un sourire éclatant

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

ANTÉRIEURES

PETITE

T 42




42,4
9,6
8,0

S 44




44,5
10,4
8,3

O 43




44,2
10,5
8,3

T 44




45,1
10,5
8,2

S 43




43,9
9,6
8,2

R 45




45,0
10,6
8,2

MEDIUM

T 45




45,7
11,3
8,4

O 47




48,1
11,4
9,1

T 46




46,5
10,7
8,7

R 47




47,5
11,5
8,8

R 46




46,5
10,1
8,8

S 48




49,0
11,3
9,1

LARGE

R 48




48,8
13,0
9,3

S 50




51,0
11,8
9,6

T 49




49,6
12,2
9,1

O 51




52,2
12,4
9,8

R 49




48,7
10,9
9,3

R 52




52,1
13,6
9,8

L 33			33,6
			9,4
			5,2

L 38			36,6
			10,5
			5,8

L 35			34,6
			9,5
			5,4

L 39			38,3
			10,8
			5,9

L 36			35,6
			9,1
			5,5

POSTÉRIEURES

30			29,5
			9,1
U			31,4
			8,1
L			

32			31,0
			9,5
U			33,1
			8,8
L			

34			33,0
			10,2
U			35,3
			9,3
L			

36			34,8
			10,9
U			37,3
			9,9
L			

Formes et combinaisons possibles



Antérieures supérieures

T 42

T 44

T 45

T 46

T 49

Antérieures inférieures

L 33

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

Postérieures

30 + 32

30 + 32

32 + 34

32 + 34

36



O 43

O 47

O 51

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 38 + L 39

30 + 32

34

36



R 45

R 46

R 47

R 48

R 49

R 52

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39

32

32 + 34

34

34

34 + 36

36



S 43

S 44

S 48

S 50

L 33 + L 35 + L 36

L 33 + L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39




30 + 32

30 + 32 + 34

34 + 36

36

Exemples



Nous sommes tous Delara



Delara répond à tous les besoins en offrant une structure de surface vivante et une stratification unique, ainsi qu'une teinte moderne et lumineuse garantissant un sourire vif et éclatant.

- **Manipulation facile:** liberté lors de la mise en place sans avoir recours à un meulage excessif ou à une modification de la forme de base et des effets de stratification. Le polissage, la réserve de meulage basale et le bord incisal optimisés permettent de simplifier le processus de montage.
- **Modularité:** large gamme de teintes, formes anatomiques, excellente fonctionnalité et apparence esthétique pour toutes les indications et lors des montages de la dent.
- **Esthétique:** effet bleuté pour une apparence brillante et vive, nuances modernes, structure de surface réaliste et réfraction de la lumière dynamique.

Voilà pourquoi notre slogan est
"Nous sommes tous Delara".

“ Quand j'ai essayé les dents Delara, j'ai été impressionné ! Grâce à son montage simple et rapide, son aspect est harmonieux ! Delara propose deux avantages : sécurité de manipulation et esthétique. La conception basale de la dent Delara permet un montage facile sans beaucoup de meulage. ”



Ilkka Garaisi

En tant que prothésiste dentaire (technicien dentaire clinique), il a plus de 25 ans d'expérience et a traité plus de 7 000 patients avec des prothèses complètes.

Il est président de la fédération EHT en Finlande, professeur en prothèse dentaire et représentant de la Finlande à l'IFD.





Manufacturer

Kulzer GmbH
Schlätterstraße 2
88142 Wasserburg, Germany

Kulzer France

1 avenue de l'Atlantique
Les Conquérants - Bât. Everest
91976 Les Ulis cedex
France
Tél. 01 69 18 48 85
Fax. 01 69 28 78 22
dentaire@kulzer-dental.com
www.kulzer.fr

kulzer.fr/delara