

# ONE SHADING RENCONTRE BULK FILLING



NOUVEAU



## Venus Bulk Flow ONE

Le premier composite Bulk Fill fluide en une seule teinte pour les restaurations quotidiennes.

**Toujours la bonne teinte:** Grâce à l'incroyable adaptation de la teinte de Venus Bulk Flow ONE, les restaurations deviennent invisibles en se fondant dans la dentition environnante.

**Traitement efficace:** Les cavités jusqu'à 4 mm sont remplies rapidement et facilement sans avoir besoin d'une couche de recouvrement supplémentaire.

**Restaurations durables:** Une faible contrainte de rétraction, une résistance élevée à la flexion et à l'usure permettent d'obtenir des restaurations durables pour résister aux charges de mastication élevées dans la région postérieure.

Faites-en  
l'expérience  
vous-même:



© 2022 Kulzer GmbH. Tous droits réservés.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

4  
3  
2  
1  
0  
mm

**UNE  
SEULE COUCHE  
POUR TOUTES  
LES TEINTES**




## Venus Bulk Flow ONE simplifie et rationalise le processus de restauration.


Venus Bulk Flow ONE combine d'excellentes propriétés. Thixotrope, il s'écoule dans les parois de la cavité pendant l'application. Sa teinte universelle assure une polymérisation jusqu'à 4 mm d'épaisseur avec une faible tension de rétraction. Une couche supérieure en composite universel n'est pas nécessaire.

Avec une variété d'indications, de l'obturation en masse au revêtement de la cavité en passant par l'obturation des dents de lait, la procédure de restauration efficace est encore améliorée par la solution de collage tout aussi fiable et polyvalente iBOND Universal.

### DIVERSES OPTIONS D'APPLICATION



### TRAITEMENT EFFICACE



Référence	Article	Contenu
<b>Venus Bulk Flow ONE – Recharges</b>		
66094723	<b>VENUS BULK FLOW SYR 1x 2g ONE</b>	1 x 2g seringue 5x canules
66094724	<b>VENUS BULK FLOW PLT 20x0,20g ONE</b>	20x0,20g PLT
<b>Venus Bulk Flow ONE – Value Packs</b>		
66095335	<b>VENUS BULK FLOW ONE VALUE-KIT SYRINGE</b>	10x2g seringues 50x canules Mode d'emploi illustré
66095388	<b>VENUS BULK FLOW ONE VALUE-KIT PLT</b>	80x0,20g PLT Mode d'emploi illustré



Découvrez notre nouveau ONE: [kulzer.be/bfo](https://kulzer.be/bfo)